


## Sistema Aesculap® CoreHip®


Dez modelos. Um instrumental. Mais individualidade.



## Aesculap® CoreHip® Primária

DEZ MODELOS. UM INSTRUMENTAL. MAIS INDIVIDUALIDADE.





UM RAIO
UM DESENHO DE RASPA
DEZ MODELOS

## Aesculap<sup>®</sup> CoreHip<sup>®</sup> Primária Não Cimentada

VÁRIOS TIPOS DE FÊMUR. QUATRO MODELOS.





### As Hastes

PRIMÁRIA - NÃO CIMENTADA

- O sistema CoreHip® primário não cimentado consiste nos modelos Padrão, Valgo, Varo e Displasia.
- Os quatro modelos CoreHip® levam em consideração diferentes curvaturas anatômicas do calcar femoral.
- A seleção de hastes CoreHip® separa a ancoragem da haste e a reconstrução do centro articular.
- Cada modelo CoreHip® tem um intervalo de offset fixo em relação à posição do centro da cabeça em varo, valgo, padrão ou situações de displasia e aumenta lateralmente.
- O sistema patenteado de raspa CoreHip® permite a implantação dos três modelos com uma única raspa.
- O código de cores CoreHip® identifica os instrumentais e implantes, para auxiliar na orientação do intraoperatório e seleção da haste.
- A série de hastes CoreHip® permite a definição do offset e comprimento do membro de maneira independente, assim como a reconstrução de maneira individual do ângulo CCD o mais próximo a anatomia do paciente.
- As hastes CoreHip® não cimentadas são fabricadas em uma liga de titânio forjada com um revestimento de PLASMAPORE®.

## Aesculap<sup>®</sup> CoreHip<sup>®</sup> Primária Cimentada

VÁRIOS TIPOS DE FÊMUR. TRÊS MODELOS.






### As Hastes


PRIMÁRIA - CIMENTADA

- As hastes primárias CoreHip® também podem ser usadas com cimento.
- O sistema cimentado CoreHip®
   combina as mesmas propriedades e vantagens que as hastes não cimentadas.
- A técnica cirúrgica CoreHip® permite durante o intra-operatória a decisão por um implante cimentado ou não.
- A seleção de hastes CoreHip®
   leva em consideração as diferentes curvaturas anatômicas do calcar femoral, até mesmo na técnica cimentada.
- A ancoragem cimentada
   da superfície polida é baseada em um desenho de
   haste triplo cônica.
- O Centralizador CoreHip® mantém a posição central da haste distal.
- As hastes CoreHip® cimentadas
   são fabricadas de uma liga de cromo-cobalto.

## Aesculap<sup>®</sup> CoreHip<sup>®</sup> Primária


DESENHO DA HASTE. CARACTERÍSTICAS E ANCORAGEM.





# Aesculap<sup>®</sup> CoreHip<sup>®</sup> Primária dez modelos. uma raspa.





## As Raspas

- As raspas de implantação CoreHip®
   podem ser usadas universalmente para as três séries
   de hastes em técnicas cimentadas ou não cimentadas.
- Três adaptadores de colo CoreHip® permitem a seleção intraoperatória da haste mais adequada a situação anatômica.
- A curvatura das raspas CoreHip®
   podem ser adaptadas para as condições de valgo,
   padrão, varo ou displasia, a um posicionamento mais
   alto ou mais baixo.
- O sistema de raspa CoreHip®
   possui marcadores diferentes para a altura do rebordo
   da prótese e osteotomia femoral.
- O rebordo da raspa CoreHip<sup>®</sup> indica a altura do centro da cabeça.
- O guia de osteotomia CoreHip® influencia na possível seleção da haste.
- O código de cores CoreHip®
   é amarelo para hastes padrão, azul para valgo, verde para varo e vermelho para deformidades displásicas.

## Aesculap® CoreHip® Primária

UMA TÉCNICA CIRÚRGICA. QUATRO CURVATURAS MEDIAIS.



### UMA CURVATURA MEDIAL. TRÊS VARIAÇÕES DE OFFSET.



## Aesculap® CoreHip® Displasia

UMA TÉCNICA CIRÚRGICA. OUATRO CURVATURAS MEDIAIS.



### RECONSTRUÇÃO ANATÔMICA DA ARTICULAÇÃO. OFFSET E COMPRIMENTO DA PERNA.

















### A Evidência

Para o projeto do sistema CoreHip\*, foram usadas imagens em 2D (Raio-X AP e Lateral) e 3D (>500 imagens) da maioria das fontes étnicas do mundo. Isso permitiu a diversidade do fêmur a ser estabelecido como base para a compilação sistêmica de todas as indicações possíveis. Dentro de um processo de planejamento interativo, o desenho da CoreHip\* foi otimizado com base em radiografias em duas ou três dimensões (> 250). Com esta abordagem, o sistema CoreHip\* foi capaz de alcançar um alto potencial de reconstrução do offset e comprimento da perna.

#### Paciente n = 250

♂36 % | ♀64 % 59 anos (min. 43, máx. 69)

67 % coxartrose primária 23 % coxartrose displasia

8 % necrose da cabeça femoral

2 % artrite reumatóide


28 % Valgo65 % Padrão17 % Varo

### Morfologia do fêmur

Гіро А	23 %	
Гіро В	66 %	
Гіро С	11 %	Haste CoreHip®
/algo	28 %	Valgo
Padrão	65 %	Padrão
<b>V</b> aro	17 %	Varo

### CoreHip® PRIMÁRIA PLANEJAMENTO PRÉ-OPERATÓRIO


Reconstrução do comprimento da perna e offset femoral\*



### COMPRIMENTO DA PERNA



#### CABEÇAS DE PRÓTESE UTILIZADAS



<sup>\*</sup> Avaliação radiológica do sistema de haste CoreHip® (AESCULAP® 2016)

## Aesculap® CoreHip® Estendida

VÁRIAS TIPOS DE FÊMUR. TRÊS MODELOS. INDIVIDUALIDADE.





### As hastes

ESTENDIDAS - NÃO CIMENTADA

- O sistema CoreHip® Estendido é usado sem cimento.
- As hastes CoreHip® Estendidas
   são baseadas no conceito do desenho de hastes primárias não cimentadas com aumento no comprimento de haste.
- O sistema CoreHip® Estendido
   possui raspas correspondentemente mais longas e são usadas quando necessário.
- A técnica cirúrgica CoreHip®
   posibilita uma mudança intraoperatória de hastes
   primárias para estendidas.
- As hastes estendidas CoreHip®
   oferecem uma gama de indicações, incluindo procedimentos de revisão não cimentados com baixo grau de perda óssea.

## Sistema Aesculap® CoreHip®


PLANEJAMENTO PRÉ-OPERATÓRIO. PRIMÁRIA E ESTENDIDA.

## Em geral

O planejamento pré-operatório permite com base na indicação, a definição da posição, o tamanho e o tipo de haste CoreHip®.

A avaliação das condições anatômicas é feita com avaliação pélvica , levando em consideração o lado oposto da articulação do quadril onde será implantada a prótese. Qualidade óssea, forma óssea e o centro articular determinarão as proporções de offset, comprimento da perna e a posição da osteotomia femoral.


Os modelos de planejamento do CoreHip® contem contornos coloridos dos tipos de hastes Primária ou Estendida, sendo eles: verde (Varo), amarelo (Padrão), azul (Valgo) e vermelho (Displasia).



### **PRIMÁRIA**



Valgo



Padrão



Varo

### **ESTENDIDA**



Tipo Dorr A



Tipo Dorr B




Tipo Dorr C

## Offset independente do tamanho

O sistema CoreHip® permite a reconstrução do offset femoral independente do tamanho da haste, porque cada modelo de haste cobre uma faixa de offset específica e não sobreposta.

Portanto, canais medulares femorais de tamanhos diferentes com proporções de offset semelhantes podem ser tratadas com um modelo de haste CoreHip\*.

Três morfologias femorais típicas das classificações Dorr (Dorr LD et al. 1993) Tipos A, B e C são mostrados usando o exemplo de um planejamento com CoreHip\* Estendida, que tem os mesmos valores de offset femoral (43 +/- 2 mm) (3).



## Aesculap® CoreHip® Primária

TÉCNICA CIRÚRGICA



### Osteotomia

O ponto de partida do plano de ressecção femoral resulta do planejamento pré-operatório e pode ser posicionado na fossa trocantérica. A osteotomia é realizada a 50° do eixo femoral e pode ser realizada usando o guia de ressecção (NT1106R).

#### **NOTÍCIA IMPORTANTE**

Quanto mais alta a osteotomia estiver posicionada, maior o risco de mau posicionamento do implante em varo.


### Abertura da cavidade medular

O canal medular é aberto com um cinzel de caixa (NT118R), que é afixado ao cabo da raspa.

O cinzel de caixa é colocado centralmente e lateralmente com antetorção positiva e conduzido até que uma abertura suficientemente grande seja obtida para posterior utilização da raspa do sistema o CoreHip®. Deve ser assegurado que uma posição de raspa em varo seja evitada.

O anel cortical pode ser aberto lateralmente para evitar desalinhamento do sistema de raspa e do implante. A raspa inicial (ND472R) também pode ser utilizada.

### POSIÇÃO DO REBORDO DA RASPA



## Preparação cavidade medular

O canal medular é preparado com a raspa do sistema CoreHip® em ordem crescente. A profundidade de inserção é indicada por três marcadores de 50° ( ● ● ) e as posições da altura do rebordo da haste ( ▼ ▼ ▼ ) , que diferem em 5 mm entre os modelos. Os centros da cabeça são 15 mm (haste Valgo •), 10 mm (Padrão •) ou 5 mm (Varo •) acima do rebordo mais alto do sistema de raspa.


#### **NOTÍCIA IMPORTANTE**

O rebordo mais alto da raspa sempre simula a raspa das hastes Varo.

Além do rebordo da raspa, a ponta medial dos dentes também podem ser usadas para orientação. Estes sempre representam a borda de indicação da linha medial, bem como o rebordo da raspa desses planos.


#### **NOTÍCIA IMPORTANTE**

A comparação da imagem radiográfica intraoperatória entre a raspa e o implante deve ser feita com o centro da cabeça e não com o rebordo da raspa.



## Aesculap<sup>®</sup> CoreHip<sup>®</sup> Primária

TÉCNICA CIRÚRGICA



### Teste de redução

O teste de redução é realizado com os adaptadores de colo de teste CoreHip®, que são codificados por cores: azul valgo, amarelo padrão, verde varo e vermelho displasia, bem como cabeças de teste com colo nos comprimentos S a XXL.

Cada adaptador de colo de teste cobre seu próprio offset e determina a seleção do modelo de haste CoreHip® correspondente.

Para reconstrução de prova para o tratamento displásico, a raspa ASIA deve ser usada. A versão Displasia permite uma redução do comprimento da perna em 10 mm em comparação com o tratamento em valgo.



Offset 30.5 – 38.0 mm



CCD 142° Offset 30.5 - 38.0 mm



CCD 132° Offset 38.0 - 45.5 mm

## Preparação da osteotomia (opcional)

Opcionalmente, a osteotomia pode ser completada com o bloco de serra do Calcar, quando a raspa do sistema é inserida. Os níveis de VAR, STD, VLG e DYS são definidos para marcar a osteotomia correspondente.

Após a retirada da raspa do sistema, a osteotomia pode ser realizada.

#### **NOTÍCIA IMPORTANTE**

Com as raspas do Sistema Primário CoreHip®, os modelos VAR, STD e VLG podem ser preparados, enquanto as raspas do Sistema ASIA cobrem as indicações STD, VLG e DYS.



CCD 122°

Offset 45.5 - 53.0 mm



### Implantação não cimentada

O tamanho da haste CoreHip® a ser selecionado, corresponde a última raspa do sistema utilizada e o tipo de haste definido pelo adaptador do colo de prova. A proteção do cone corresponde a codificação de cor CoreHip®, que também se encontra na embalagem do implante.

A haste CoreHip® selecionada é inserida com um impactor reto (ND844R) ou angulado (ND845R). O implante é então inserido na mesma altura que a raspa final.

A cabeça da prótese definitiva é determinada pela posição do teste final. Antes da implantação, a conexão da cabeça cônica deve ser cuidadosamente limpa e seca.

### Explantação intraoperatória

Para revisões intraoperatórias diretas, a haste inserida pode ser removida do fêmur usando o adaptador de extração NT1114R com o inserto de plástico NT1115SU.

O inserto de plástico é classificado como uso único e deve ser substituído após o uso por um novo.

O adaptador de revisão pode ser usado com todos os cabos de raspa.



## Aesculap® CoreHip® Primária

TÉCNICA CIRÚRGICA



## Implantação cimentada

Para técnica cimentada, o tamanho da haste CoreHip® a ser selecionada depende da última raspa utilizada do sistema, levando em consideração o manto de cimento conforme tabela abaixo e o centralizador distal corresponde ao tamanho da haste da prótese. O cimento é aplicado após a inserção de um restritor de cimento e irrigação por lavagem a jato. As hastes primárias CoreHip® cimentadas são inseridas com o impactor (ND844R ou ND845R) sem utilização do martelo.

A cabeça final da prótese é determinada por um teste final de redução. A limpeza e secagem cuidadosa da conexão cônica da cabeça deve ser realizada antes da implantação.

CoreHip® COMPRIME	nto da ha	STE								
Tamanho das raspas	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Haste CoreHip®		1		3		5		7		9
Manto de cimento (mm)		1.0		1.0		1.0		1.0		1.0
Centralizador distal	NK1	281	NK1	283	NK	1285	Nk	(1287	NK1	289

## Aesculap® CoreHip® Estendida

TÉCNICA CIRÚRGICA



## Preparação da cavidade medular

As hastes estendidas CoreHip® são implantadas sem cimento de acordo com planejamento pré-operatório.

A osteotomia é realizada de forma análoga ao sistema CoreHip\*. Assim, uma mudança intraoperatória de hastes primárias para estendidas também é possível. O canal medular é aberto com um cinzel de caixa (NT118R), que está conectado ao cabo de raspa. Em contraste com o Sistema Primário, o cinzel de caixa é colocado póstero lateralmente e conduzido até que uma abertura suficientemente grande seja alcançada para o processamento com a raspa do sistema CoreHip\* estendido.

As marcações coloridas das raspas para profundidades de inserção, altura do rebordo, bem como centro da cabeça e offset em Valgo, Varo e Padrão com os adaptadores de prova do colo são idênticos ao Sistema Primário CoreHip®.

### Implantação não cimentada

O tamanho da haste da CoreHip® Estendida a ser selecionada é baseada na última raspa do sistema utilizada e o tipo de haste definida pelo adaptador do colo de prova com o código de cores CoreHip® correspondente.

As hastes estendidas CoreHip® também são usadas com um impactor reto ND844R ou angulado ND845R. O implante é posicionado na mesma altura da última raspa.

A cabeça final da prótese é determinada por um teste de redução final.

Antes da implantação, certifique-se da limpeza e secagem da conexão cônica da cabeça.

## Sistema Aesculap® CoreHip®

INSTRUMENTAIS E BANDEJAS AESCULAP® ORTHOTRAY®



#### CONJUNTO COMPACTO NT1101 CoreHip® PRIMÁRIO

BANDEJA P/CONJ DE QUADRIL COREHIP® BÁSICO	ND1001R
TEMPLATE GRÁFICO	TF100
TAMPA PARA ORTHOTRAY® DIN SEM PUNHO	JA455R
CABEÇA DE PRÓTESE PROVA 12/14 28MM XXL	NT1134
INSTR.DE IMPAÇÃO P/PRÓT./CABEÇAS FEMORAL	ND060
BARRA TRANSVERSAL P/OSTEOPERFILADOR	ND017R
GROSA DE INICIALIZAÇÃO	ND472R
ADAPTADOR DE EXTRAÇÃO 12/14 SEM INSERTO	NT1114R
INSERTO PARA NT1114R - 12,7 MM (uso único)	NT1115SU

#### NT1102 CoreHip\* CONJUNTO COMPACTO ÁSIA

Equipado com o NT1101, mas com inserção de raspas do sistema na bandeja NT1154.

#### NT1103 CoreHip\* CONJUNTO COMPACTO ESTENDIDO

Equipado com o NT1101, mas com inserção de raspas do sistema na bandeja NT1174.

## POR FAVOR ENCOMENDE SEPARADAMENTE MODELOS DE RAIO-X 1 15: 1

COREHIP® PRIMARIA TEMPLATE NÃO CIMENTADO	NT1116
COREHIP® PRIMARIA TEMPLATE CIMENTADO	NT1117
COREHIP® ESTENDIDA TEMPLATE NÃO CIMENTADO	NT1118

#### Observação:

Para os conjuntos CoreHip\* NT1101, NT1102 e NT1103, um container AESCULAP\* 592 x 285 x 157 mm com uma altura interna de 120 mm podem ser usados.

CABEÇAS DE PRÓTESE DE TESTE CoreHip®	
CABEÇA DE PRÓTESE PROVA 12/14 28MM S	NT956
CABEÇA DE PRÓTESE PROVA 12/14 28MM M	NT957
CABEÇA DE PRÓTESE PROVA 12/14 28MM L	NT958
CABEÇA DE PRÓTESE PROVA 12/14 28MM XL	NT959
CABEÇA DE PRÓTESE PROVA 12/14 28MM XXL	NT960
CABEÇA DE PRÓTESE PROVA 12/14 32MM S	NT966
CABEÇA DE PRÓTESE PROVA 12/14 32MM M	NT967
CABEÇA DE PRÓTESE PROVA 12/14 32MM L	NT968
CABEÇA DE PRÓTESE PROVA 12/14 32MM XL	NT969

NT970

CABEÇA DE PRÓTESE PROVA 12/14 32MM XXL

FAVOR ENCOMENDAR SEPARADAMENTE	
CABEÇA DE PRÓTESE PROVA 12/14 22.2MM M	NT947
CABEÇA DE PRÓTESE PROVA 12/14 22.2MM L	NT948
CABEÇA DE PRÓTESE PROVA 12/14 36MM S	NT976
CABEÇA DE PRÓTESE PROVA 12/14 36MM M	NT977
CABEÇA DE PRÓTESE PROVA 12/14 36MM L	NT978
CABEÇA DE PRÓTESE PROVA 12/14 36MM XL	NT979
CABEÇA DE PRÓTESE PROVA 12/14 36MM XXL	NT980
CABEÇA DE PRÓTESE PROVA 12/14 40MM S	NT1186
CABEÇA DE PRÓTESE PROVA 12/14 40MM M	NT1187
CABEÇA DE PRÓTESE PROVA 12/14 40MM L	NT1188
CABEÇA DE PRÓTESE PROVA 12/14 40MM XL	NT1189
CABEÇA DE PRÓTESE PROVA 12/14 40MM XXL	NT1190
GUIA DE SERRA DE CABEÇA FEMORAL 50°	NT1106R
INSTR.DE INSERÇÃO C/TRIGONO ESFÉR.RETO	ND844R
INSTR.DE INSERÇÃO C/TRIGONO ESFÉR.CRV.	ND845R







SISTEMA CoreHip® RASPAS	NT1134 PRIMÁRIO	NT1154 ÁSIA	NT1174 ESTENDIDA
Bandeja de armazenamento do instrumental	NT1135R	NT1155R	NT1175R
Raspa tamanho 1	NT1121R	NT1141R	NT1161R
Raspa tamanho 2	NT1122R	NT1142R	NT1162R
Raspa tamanho 3	NT1123R	NT1143R	NT1163R
Raspa tamanho 4	NT1124R	NT1144R	NT1164R
Raspa tamanho 5	NT1125R	NT1145R	NT1165R
Raspa tamanho 6	NT1126R	NT1146R	NT1166R
Raspa tamanho 7	NT1127R	NT1147R	NT1167R
Raspa tamanho 8	NT1128R	NT1148R	NT1168R
Raspa tamanho 9	NT1129R	NT1149R	NT1169R
Raspa tamanho 10	NT1130R	NT1150R	NT1170R
COLO DE PROVA STD	NT1136R	NT1156R	NT1136R
COLO DE PROVA VLG	NT1137R	NT1157R	NT1137R
COLO DE PROVA VAR	NT1138R	-	NT1138R
COLO DE PROVA DYS	-	NT1159R	-
OSTEÓTOMO DE CAIXA MODULAR	NT118R	NT118R	NT118R


FAVOR ENCOMENDAR SEPARADAMENTE			
RASPA TAMANHO 0	NT1120R	NT1140R	NT1160R
RASPA TAMANHO 11	NT1131R	NT1151R	NT1171R
BLOCO DE SERRA DO CALCAR	NT1107R	NT1108R	NT1107R
TAMPA PARA BANDEJA 1/2 - ORTHOTRAY	JA395R	JA395R	JA395R

#### Observação:

Para as inserções de bandeja CoreHip $^{\circ}$  NT1134, NT1154 ou NT1174 um rcontainer AESCULAP $^{\circ}$  300 x 285 x 112 mm com uma altura interna de 75 mm também podem ser usados.

## Sistema Aesculap® CoreHip®

### CABOS DE RASPAS DO SISTEMA



A bandeja CoreHip® contém espaços de armazenamento para qualquer um dos dois cabos ou para dois adaptadores woodpecker.


CABO DA RASPA - POR FAVOR, ENCOMENDE SEPARA	DAMENTE	
CABOS PARA DIFERENTES ABORDAGENS CIRÚRGICAS	PADRÃO	LONGO (+40 mm)
Abordagem posterior, reta	NT002M	NT992R
abordagem anterolateral / lateral, reta	NT008M	NT988R
abordagem anterolateral / lateral, Offset esquerdo	NT009M	NT989R
abordagem anterolateral / lateral, Offset direito	NT010M	NT990R
abordagem anterior direta, reta	NT008M	NT988R
abordagem anterior direta, Offset esquerdo	NT009M	NT989R
abordagem anterior direta, Offset direito	NT010M	NT990R
ADAPTADOR WOODPECKER	PADRÃO	LONGO (+40 mm)
Conexão WOODPECKER, reta	NT115R	NT985R
Conexão WOODPECKER, Offset esquerdo	NT116R	-
Conexão WOODPECKER, Offset à direita	NT117R	-

### CABO DE RASPA COM FIXADOR DE LIBERAÇÃO RÁPIDA


Cabo de raspa com mecânica e mecanismo de travamento aprimorados.

Os cabos da raspa CoreHip® permitem a preparação do local de implantação em todas as abordagens do quadril em decúbito dorsal e posição lateral.





### VISTA LATERAL DOS CABOS RASPA



### ADAPTADOR WOODPECKER EM AP E VISTA LATERAL



## Aesculap® CoreHip® Primária Não Cimentada

VISÃO GERAL DO IMPLANTE



TAM.	DISPLASIA	VALGO	PADRÃO	VARO	COMP. HASTE* (mm)
0	NK1060T**	NK1020T**	NK1000T**	NK1040T**	119.5
1	NK1061T**	NK1021T	NK1001T	NK1041T	121.5
2	NK1062T	NK1022T	NK1002T	NK1042T	123.5
3	NK1063T	NK1023T	NK1003T	NK1043T	125.5
4	NK1064T	NK1024T	NK1004T	NK1044T	127.5
5	NK1065T	NK1025T	NK1005T	NK1045T	129.5
6	NK1066T	NK1026T	NK1006T	NK1046T	131.5
7	NK1067T	NK1027T	NK1007T	NK1047T	133.5
8	NK1068T	NK1028T	NK1008T	NK1048T	135.5
9	NK1069T	NK1029T	NK1009T	NK1049T	137.5
10	NK1070T	NK1030T	NK1010T	NK1050T	139.5
11	NK1071T	NK1031T	NK1011T	NK1051T	141.5

 $<sup>^{\</sup>star}$  O comprimento da haste é a distância do ponto médio da cabeça até a ponta da haste.

Os implantes de displasia CoreHip\* são 10 mm mais curtos e também permitem 10 mm a menos de comprimento da perna em comparação com a linha VLG.

#### Materiais do implante:

Hastes sem cimento de ISOTAN $_{\rm F}^{\rm e}$  liga de titânio forjado (Ti6Al4V / ISO 5832-3) com revestimento de superfície PLASMAPORE $^{\rm e}$  titânio puro (Ti / ISO 5832-2)

<sup>\*\*</sup> O CoreHip® Displasia Tamanho 1 e o Tamanho Primário 0 de todos os modelos, tem o peso limitado a 60 kg.

## Aesculap® CoreHip® Primária Cimentada

VISÃO GERAL DO IMPLANTE



TAM.	VALGO	PADRÃO	VARO	CENTRALIZADOR	COMP. HASTE* (mm)
1	NK1221K	NK1201K	NK1241K	NK1281	121.5
3	NK1223K	NK1203K	NK1243K	NK1283	125.5
5	NK1225K	NK1205K	NK1245K	NK1285	129.5
7	NK1227K	NK1207K	NK1247K	NK1287	133.5
9	NK1229K	NK1209K	NK1249K	NK1289	137.5

<sup>\*</sup> O comprimento da haste é a distância do centro da cabeça até a ponta da haste.

IMSET® MARCADOR REABSORVÍVEL		
8 mm	NK908	
10 mm	NK910	
12 mm	NK912	
14 mm	NK914	
16 mm	NK916	
18 mm	NK918	



#### Materiais do implante:

 $Hastes\ cimentadas\ de\ ISODUR_{_F}^*\ liga\ forjada\ de\ cromo-cobalto\ (CoCrMo\ /\ ISO\ 5832-12)\ Centralizador\ de\ polimetil\ metacrilato\ PMMA\ Blocos\ medulares\ IMSET^*\ de\ gelatina\ (porcina),\ glicerina,\ água\ e\ benzonato\ de\ metilparahidroxi$ 

## AESCULAP® CoreHip® Estendida

## Não-cimentada

VISÃO GERAL DO IMPLANTE



TAM.	VALGO	PADRÃO	VARO	COMP. HASTE* (mm)
0	NK1120T	NK1100T	NK1140T	150.5
1	NK1121T	NK1101T	NK1141T	154.5
2	NK1122T	NK1102T	NK1142T	158.5
3	NK1123T	NK1103T	NK1143T	162.5
4	NK1124T	NK1104T	NK1144T	166.5
5	NK1125T	NK1105T	NK1145T	170.5
6	NK1126T	NK1106T	NK1146T	174.5
7	NK1127T	NK1107T	NK1147T	178.5
8	NK1128T	NK1108T	NK1148T	182.5
9	NK1129T	NK1109T	NK1149T	186.5
10	NK1130T	NK1110T	NK1150T	190.5
11	NK1131T	NK1111T	NK1151T	194.5

 $<sup>^{\</sup>star}$  O comprimento da haste é a distância do centro da cabeça até a ponta da haste.

#### Materiais do implante:

Hastes sem cimento de ISOTAN $_{\rm F}^{\rm e}$  liga de titânio forjado (Ti6Al4V / ISO 5832-3) com superfície de titânio puro PLASMAPORE $^{\rm e}$  (Ti / ISO 5832-2)

#### Biolox® CABEÇA DE CERÂMICA

TAM.	28 mm	32 mm	36 mm
S	NK460D	NK560D	NK650D
М	NK461D	NK561D	NK651D
L	NK462D	NK562D	NK652D
XL	-	NK563D	NK653D



Óxido de Alun ínio Biolox® Delta – Matriz-Cerâmica (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> / ZiO<sub>2</sub> / ISO 6474-2)

#### CABEÇA DE METAL

TAM.	28 mm	32 mm
S	NK429K	NK529K
М	NK430K	NK530K
L	NK431K	NK531K
XL	NK432K	NK532K
XXL	NK433K	NK533K



ISODUR® Liga forjada de cobalto-cromo (CoCrMo / ISO 5832-12)

#### Literatura

- 1. Reich J, Hovy L, Lindenmaier HL, Zeller R, Schwiesau J, Thomas P, Grupp TM. Preclinical evaluation of coated knee implants for allergic patients. Orthopade (2010) (18).
- 2. Puente Reyna AL, Fritz B, Schwiesau J, Schilling C, Summer B, Thomas P, Grupp TM. Metal ion release barrier function and biotribological evaluation of a zirconium nitride multilayer coated knee implant under highly demanding activities wear simulation. Journal of Biomechanics (2018) 79 (8896).
- 3. Structural and cellular assessment of bone quality of proximal femur. Dorr LD, Faugere MC, Mackel AM, Gruen TA, Bognar B, Malluche HH. (1993). Bone, 14(3), 231242.





B. Braun Brasil | S.A.C: 0800 0227286 | www.bbraun.com.br

AESCULAP® – a B. Braun brand



Haste de Quadril Não Cimentada Aesculap - Registro ANVISA n.:\* 80136990967 | Hastes Femorais Cimentadas para Artroplastia de Quadril - Registro ANVISA n.:\* 80136990564 | Cabeças Metálicas para Artroplastia de Quadril Aesculap - Registro ANVISA n.:\* 80136990578 | CABEÇA CERÂMICA BIOLOX DELTA PARA ARTROPLASTIA DE QUADRIL - Registro ANVISA n.:\* 80136990760 Kit Instrumental Corehip - Registro ANVISA n.:\* 8013699058









