





NEOSPACE


CAGE CERVICAL AUTOBLOQUEANTE



■ Instrumentação simples e etapas rápidas tornam o procedimento cirúrgico seguro e rápido

■ Sua fixação às vértebras ocorre por meio de dois parafusos bloqueados por uma trava giratória

■ Uma abertura axial acomoda o enxerto ósseo e acelera o processo de artrodese



SISTEMA DE CAGE CERVICAL AUTOBLOQUEANTE

Este sistema é utilizado para atender as indicações terapêuticas onde se faz necessária à recuperação anatômica dos espaços intervertebrais cervicais. Sua indicação de uso é para procedimentos de artrodese cervical anterior em pacientes adultos com doença degenerativa cervical com ou sem radiculopatia, mielopatia, hérnia de disco ou até compressão da medula espinhal. A aplicação deve ocorrer entre os discos C3 a C7.

INDICAÇÕES

- Deformidade
- Doença discal degenerativa (DDD)
- Espondilolistese
- Estenose
- Hérnia de Disco
- Instabilidade
- Pseudoartrose
- Traumatismo
- Tumor

CÓDIGO
951.987



DESCRIÇÃO
Container do Cage Cervical Autobloqueante



CÓDIGO
951.956

DESCRIÇÃO
**Configuração de Vendas
Conjunto do Container com Implantes e Instrumentos**




CÓDIGO	DIMENSÕES
941.120	12 x 14 x 6 mm
941.122	12 x 14 x 7 mm
941.124	12 x 14 x 8 mm

CÓDIGO	DIMENSÕES
941.130	14 x 16 x 6 mm
941.132	14 x 16 x 7 mm
941.134	14 x 16 x 8 mm
941.136*	14 x 16 x 9 mm
941.137*	14 x 16 x 10 mm


CÓDIGO	DIMENSÕES
941.140	15 x 18 x 6 mm
941.142	15 x 18 x 7 mm
941.144	15 x 18 x 8 mm
941.146*	15 x 18 x 9 mm
941.147*	15 x 18 x 10 mm
941.148*	15 x 18 x 11 mm
941.149*	15 x 18 x 12 mm

-  n/a
-  06 - 08 mm
-  n/a



* Somente sob consulta

Cage Cervical Autobloqueante



CÓDIGO	DIMENSÕES
941.950	12 x 14 x 6 mm
941.951*	12 x 14 x 6.5 mm
941.952	12 x 14 x 7 mm
941.953*	12 x 14 x 7.5 mm
941.954	12 x 14 x 8 mm
941.955*	12 x 14 x 8.5 mm
941.956*	12 x 14 x 9 mm
941.957*	12 x 14 x 10 mm
941.958*	12 x 14 x 11 mm
941.959*	12 x 14 x 12 mm

CÓDIGO	DIMENSÕES
941.960	12 x 14 x 6 mm
941.961*	12 x 14 x 6.5 mm
941.962	12 x 14 x 7 mm
941.963*	12 x 14 x 7.5 mm
941.964	12 x 14 x 8 mm
941.965*	12 x 14 x 8.5 mm
941.966*	12 x 14 x 9 mm
941.967*	12 x 14 x 10 mm
941.968*	12 x 14 x 11 mm
941.969*	12 x 14 x 12 mm

CÓDIGO	DIMENSÕES
941.970	12 x 14 x 6 mm
941.971*	12 x 14 x 6.5 mm
941.972	12 x 14 x 7 mm
941.973*	12 x 14 x 7.5 mm
941.974	12 x 14 x 8 mm
941.975*	12 x 14 x 8.5 mm
941.976*	12 x 14 x 9 mm
941.977*	12 x 14 x 10 mm
941.978*	12 x 14 x 11 mm
941.979*	12 x 14 x 12 mm




n/a



06 - 08 mm




Ø2.4 mm



* Somente sob consulta



CÓDIGO	DIMENSÕES
942.520	14 mm
942.521	16 mm
942.522	18 mm






CÓDIGO

DESCRIÇÃO



951.909

Box Cage Cervical com Aleta



CÓDIGO

DESCRIÇÃO



951.995

Box Cage Cervical Autobloqueante



CÓDIGO DESCRIÇÃO

951.136 Pino Distrator Ø2.7 x 13 mm



CÓDIGO DESCRIÇÃO

951.504 Compactador Cage Cilíndrico Cervical



CÓDIGO DESCRIÇÃO

951.607 Afastador Tipo Caspar




CÓDIGO DESCRIÇÃO

951.609 Pinça do Pino Distrator



CÓDIGO DESCRIÇÃO

951.615 Afastador Tipo Caspar - Esquerdo



CÓDIGO DESCRIÇÃO

951.712 Base Compactadora



CÓDIGO DESCRIÇÃO

951.715 Impactador Cage Autobloqueante



CÓDIGO DESCRIÇÃO

951.716 Trocar Cage Autobloqueante



CÓDIGO DESCRIÇÃO

-	Teste do Cage Cervical Autobloqueante
951.739	12 x 14 x 6 mm
951.741	12 x 14 x 7 mm
951.743	12 x 14 x 8 mm
951.759	14 x 16 x 6 mm
951.761	14 x 16 x 7 mm
951.763	14 x 16 x 8 mm
951.769	15 x 18 x 6 mm
951.771	15 x 18 x 7 mm
951.773	15 x 18 x 8 mm



CÓDIGO DESCRIÇÃO

951.817 Punho Reto



CÓDIGO DESCRIÇÃO

951.818 Broca Helicoidal Ø1.8 x 38 x 115 mm



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
951.819	Chave Insertora do Cage Autobloqueante



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
951.820	Guia Angulado Cage Autobloqueante



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
951.821	Trocar Angulado Cage Autobloqueante



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
951.822	Chave T8



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
951.823	Chave T8 Cardan



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
951.824	Impactador Trocar Angulado Cage Autobloqueante



NEOSPACE

CAGE CERVICAL AUTOBLOQUEANTE



NEOORTHO Produtos Ortopédicos S/A
Rua Ângelo Domingos Durigan, 607
Cascatinha – 82025-100
Curitiba – PR – Brasil
+55 41 3535 1000
Indústria Brasileira