



## Acetábulo Bipolar®

O uso do sistema Bipolares nas artroplastias parciais de quadril se mostrou como uma alternativa confiável e eficaz no tratamento de fraturas pélvicas e também patologias no colo ou cabeça do fêmur.

### Características

- Camada externa de CoCr polido.
- Design auto centralizador graças a cabeça recessa, o que otimiza a transferência de cargas e diminui o desgaste.
- Anel de retenção removível previne deslocamento da cabeça do implante.



[Próximo](#)

### Parceiros

**mediCAD®**  
The Orthopedic Solution

### Matriz

**41 3303-7661**

Rua Marcelino Nogueira, 419, Bacacheri  
82510-270 - Curitiba / PR

[jusimed@jusimed.com.br](mailto:jusimed@jusimed.com.br)

**Filial**

**51 3058-5600**

Av. Carlos Gomes, 1155 - Auxiliadora  
90480-004 - Porto Alegre / RS

[administrativo.rs@jusimed.com.br](mailto:administrativo.rs@jusimed.com.br)

©2023 Jusimed. By [Leonardo Hortmann](#)