



CATÁLOGO DE PRODUTOS BRASIL

Cardiologia Intervencionista






MICROPORT®SCIENTIFIC VASCULAR BRASIL

Contato: brasil_sac@microport.com

**Av. Ermano Marchetti, 1435 | 05038-
001 São Paulo – SP**



STENT FARMACOLÓGICO

Firehawk Liberty1

Firehawk.....2

BALÃO DE DILATAÇÃO

Firefighter.....3

Firefighter NC.....4

TAVI

FIO GUIA - Angelguide.....5

BALÃO DE DILATAÇÃO - Alwide.....6

VÁLVULA AÓRTICA - Vitaflow.....7

SOFTWARE

uFR.....8


ACESSÓRIOS

Conector em Y – Tipo Push.....9

Dispositivo de Insuflação.....9



| **SOBRE**



A MicroPort® é uma empresa que atua no mercado global de dispositivos médicos há 25 anos. Detentora de 12 áreas de negócios distintas, está em mais de 90 países ao redor do mundo.

Nossa estreita colaboração com sociedades médicas e profissionais de saúde altamente qualificados nos ajuda acelerar a inovação e desenvolver soluções para transformar a vida de milhões de pacientes.

Em 2017, a MicroPort® inaugurou uma nova sede em São Paulo, trouxemos para o Brasil o que há de mais moderno na Cardiologia Intervencionista. Acreditamos que as soluções médicas oferecidas por nós poderá promover qualidade de vida, estamos trabalhando para que as pessoas vivam com saúde por mais de 115 anos.

THE PATIENT ALWAYS COMES FIRST
O PACIENTE SEMPRE EM PRIMEIRO LUGAR

STENT FARMACOLÓGICO

FIREHAWK LIBERTY

Reg. ANVISA | 81667100030

Stent farmacológico em cobalto-cromo, haste fina, com liberação dirigida de Sirolimos para a parede da artéria.



- ◆ **TES - Target Eluting Stent**
- ◆ **Polímero carreador de Sirolimos, 100% bioabsorvível**
- ◆ **Doses mais baixas de medicamento, com segurança e eficácia**
- ◆ **comprovadas Sistema de entrega projetado para tratar lesões**
- ◆ **complexas**

Balão com dupla camada e shaft aprimorado

***Indicação:** Para lesões coronarianas obstrutivas novas ou recorrentes de qualquer complexidade com grau de isquemia significativa.


Tamanhos disponíveis

Diâmetro (mm)	Comprimento (mm)					
	13	18	2329	33	38	
2,25	FR2213	FR2218	FR2223	FR2229		
2,5	FR2513	FR2518	FR2523	FR2529	FR2533	
2,75	FR27	FR2718	FR2723	FR2729	FR2733	FR2738
3,0	13	FR3018	FR3023	FR3029	FR3033	FR3038
3,5	FR3013	FR3518	FR3523	FR3529	FR3533	FR3538
4,0	FR3513	FR4018	FR4023	FR4029	FR4033	FR4038
		FR4013				

FIREHAWK

Reg. ANVISA | 81667100019

Stent farmacológico em cobalto-cromo, haste fina, com liberação dirigida de Sirolimos para a parede da artéria.



- ◆ **Primeiro e único com reservatório abluminal. Tecnologia**
- ◆ **Exclusiva Polímero carreador de Sirolimos, 100%**
- ◆ **bioabsorvível**

TES – Medicamento dirigido para a parede da artéria

***Indicação:** Para lesões coronarianas obstrutivas novas ou recorrentes de qualquer complexidade com grau de isquemia significativa.

Tamanhos disponíveis

Diâmetro (mm)	Comprimento (mm)					
	13	18	23	29	33	38
2,25	RV2213	RV2218	RV2223	RV2229		
2,5	RV2513	RV2518	RV2523	RV2529	RV2533	
2,75	RV2713	RV2718	RV2723	RV2729	RV2733	RV2738
3,0	RV3013	RV3018	RV3023	RV3029	RV3033	RV3038
3,5	RV3513	RV3518	RV3523	RV3529	RV3533	RV3538
4,0	RV4013	RV4018	RV4023	RV4029	RV 4033	RV4038

Os stents da família Firehawk suportam a hiperexpansão além do seu diâmetro nominal, conforme tabela abaixo:

Diâmetro Nominal do Stent	Limites de Dilatação
2,25mm	3,00 mm
2,50mm	
2,75mm	3,50 mm
3,00mm	
3,50mm	4,50 mm
4,00mm	


*Máximo da hiperexpansão é de 5,6mm

BALÃO DE DILATAÇÃO

FIREFIGHTER

Reg. ANVISA | 81667100016

Balão de dilatação semi-complacente de troca rápida.



- ◆ Perfil de entrada ultrabaixo de (0,021)
- ◆ Espessura do balão fina e maior força de dilatação
- ◆ Técnica kissing ballon com cateter
- ◆ 5F

Diâmetros disponíveis a partir de 1,0 mm

***Indicação:** para dilatação com balão de porção estenótica da artéria coronária com o propósito de melhorar a perfusão do miocárdio em casos de: angina, enfarte do miocárdio, estenose em múltiplos vasos, reestenose da artéria coronária após cirurgia para revascularização ou ACTP, estenose da artéria coronária principal esquerda protegida.


Tamanhos disponíveis

Diâmetro(mm)	Comprimento (mm)			
	6	10	15	20
1,0	RF1006	RF1010	RF1015	RF1020
1,25	RF1206	RF1210	RF1215	RF1220
1,5	RF1506	RF1510	RF1515	RF1520
2,0	RF2006	RF2010	RF2015	RF2020
2,25	RF2206	RF2210	RF2215	RF2220
2,5	RF2506	RF2510	RF2515	RF2520
3,0		RF3010	RF3015	RF3020
3,5		RF3510	RF3515	RF3520
4,0		RF4010	RF4015	RF4020

FIREFIGHTER NC

Reg. ANVISA | 81667100028

Balão de dilatação não-complacente de troca rápida.



- ◆ **Balão com dupla camada – maior controle da expansão**
- ◆ **Complacência controlada – minimiza o efeito “osso de cachorro”**
- ◆ **Alta força de dilatação**
- ◆ **Perfil ultrabaixo (0,0271)**

***Indicação:** para dilatação com balão de porção estenótica da artéria coronária com o propósito de melhorar a perfusão do miocárdio. Indicado para dilatação com balão de um stent após implante.

Tamanhos disponíveis

Diâmetro (mm)	Comprimento (mm)			
	6	10	15	20
2,25	FNC2206	FNC2210	FNC2215	
2,5	FNC2506	FNC2510	FNC2515	FNC2520
3,0	FNC3006	FNC3010	FNC3015	FNC3020
3,5		FNC3510	FNC3515	FNC3520
4,0		FNC40 10	FNC4015	FNC4020
4,5		FNC4510	FNC4515	FNC4520

TAVI

ANGELGUIDE

Reg. ANVISA | 81667100053

Fio Guia Pré-formatado



- ◆ **Desenhado para TAVI**
- ◆ **Retenção de formato, estabilidade e segurança durante a liberação**
- ◆ **Afunilamento suave para segurança e controle**
- ◆ **Trilho de suporte combinado com revestimento otimizado para reduzir fricção**

***Indicação:** para valvoplastia aórtica, fio guia pré-formatado para o ventrículo esquerdo, ventrículos pequenos e/ou hipertróficos.

Tamanhos disponíveis

Produto	Numeração	Diâmetro Externo (inch)	Altura da Curva (mm)	Comprimento (cm)
Angelguide®-s	PS-35-275S	0.035	42	275
Angelguide®-xs	PS-35-275XS	0.035	32	275

ALWIDE PLUS

Reg. ANVISA | 81667100058

Balão desenhado para TAVI



- ◆ **Baixa Complacência**
- ◆ **Rápida insuflação e desinsuflação**
- ◆ **Marcas radiopacas**
- ◆ **Balão de pré e pós dilatação controlada**

***Indicação:** para valvoplastia aórtica por balão (VAB) com TAVI.


Tamanhos disponíveis

Código do Produto	Diâmetro (mm)	Comprimento (mm)
BC-1840	18	40
BC-2040	20	40
BC-2240	22	40
BC-2440	24	40
BC-2640	26	40
BC-2840	28	40

VITAFLOW LIBERTY

Reg. ANVISA | Produto ainda não disponível no Brasil

Válvula Aórtica Transcatêter e Sistema de Entrega



- ◆ Estrutura com células de densidade híbrida
- ◆ Tecnologia anti-calcificação
- ◆ Folhetos de pericárdio bovino
- ◆ Único com sistema motorizado
- ◆ Sistema de entrega motorizado e recapturável

***Indicação:** para estenose aórtica em doentes de risco cirúrgico extremo, elevado, intermediário e baixo.

Tamanhos disponíveis


Código do Produto	Diâmetro do Anel Aórtico (mm)
TAV21	17 - 20
TAV24	20 - 23
TAV27	23 - 26
TAV30	26 - 29

SOFTWARE

uFR

Reg. ANVISA | 81667100057

Avaliação Fisiológica Coronária
Única & Navegação ICP



- ◆ **Necessita de única projeção angiográfica**
- ◆ **FFR baseado em angiografia computacional**
- ◆ **Análises em lesões coronarianas de bifurcação**
- ◆ **Avaliação da resistência microcirculatória**

***Indicação:** para avaliação fisiológica coronária, para auxílio na tomada de decisão estratégica ICP, planejamento ICP e avaliação de prognóstico pós-ICP.

ACESSÓRIOS



CONECTOR Y - TIPO PUSH

Reg. ANVISA | 81667100022

Kit Conector – Válvula Hemostática em push-click, rotor e passa fio.

DP-Y-3



INSUFLADOR

Reg. ANVISA | 81667100021

Manômetro para balão – Volume até 30 ml com pressão máxima de 30 atm.

DP-P- 30I

MICROPORT® SCIENTIFIC VASCULAR BRASIL

Contato: brasil_sac@microport.com

Av. Ermano Marchetti, 1435 | 05038-001

São Paulo – SP

Todas as marcas citadas neste material são de propriedade da empresa

Shangai MicroPort® Medical (Group) Co., Ltd. Firehawk Liberty (Reg. Anvisa: 81667100030), Firehawk (Reg. Anvisa: 81667100019), Firefighter (Reg. Anvisa: 81667100016), Firefighter NC (Reg. Anvisa: 81667100018), Angelguide (Reg. Anvisa: 81667100053), Alwide Plus (Reg. Anvisa: 81667100058), Vitaflow Liberty (Produto ainda não disponível no Brasil), uFR (Reg. Anvisa: 81667100057), Conector em Y - Tipo Push (Reg. Anvisa: 81667100022) e Insuflador (Reg. Anvisa: 81667100021).

Todas as imagens são representações ilustrativas dos materiais mencionados, e não necessariamente correspondem exatamente aos produtos. Todos os dados utilizados para desenvolvimento deste material estão arquivados na MicroPort® Medical Group. Os produtos citados neste material são de prescrição e uso de um profissional médico habilitado. Todas as informações de indicações, contra-indicações, cuidados, riscos e potenciais eventos adversos estão descritas na bula que acompanham os respectivos produtos citados.

©2023MicroPort® Brasil. Todos os direitos reservados. Versão: 00001

