

Shanghai MicroPort CardioFlow Medtech Co., Ltd.

1601 ZhangDong Rd. ZJHi-Tech Park Shanghai 201203 P.R.China

T: (86) (21) 38954600

F: (86) (21) 50801305


[www.cardioflowmedtech.com](http://www.cardioflowmedtech.com)

# Alwide™ Plus Cateter Balão

Desenhado para TAVI

# Alwide™ Plus

## Comparação de valores de conformidade



### Balão Não complacente


Aumenta a precisão de dilatação

### Alta pressão de ruptura

Eficácia em dilatar válvulas aórticas altamente calcificadas



### Rápida Inflação e Deflação

Maximiza a reperfusão, diminui tempo de "rapid pacing" e evita potencial dano à função cardíaca



### Marcas Radiopacas

Facilita o posicionamento confiável e indica o efetivo comprimento do balão



## Tamanhos disponíveis

Código do Produto	Diâmetro(mm)	Comprimento(mm)
BC-1640	16	40
BC-1840	18	40
BC-2040	20	40
BC-2240	22	40
BC-2440	24	40
BC-2640	26	40
BC-2840	28	40
BC-2840	28	40

## Conformidade do Balão

Pressão	Diâmetro(mm)								
	ATM	KPA	16	18	20	22	24	26	28
1	101,3		14,33	16,03	19,17	21,55	23,73	25,52	26,3
2	202,6		14,88	16,62	20,00*	22,00*	24,00*	26,00*	28,00*
3	303,9		15,44	17,4	20,46	22,59	24,66	26,65	28,86
4	405,2		16,00*	18,00*	20,72	23,00**	25,00**	27,00**	
5	506,5		16,22	18,36	21,00**				
6	607,8		16,45	18,63					
7	709,1		16,67	19,00**					
8	810,4		17,00**						

\*Pressão de inflação nominal / \*\*Pressão de ruptura nominal