

CONJUNTO PARA VERTEBROPLASTIA **VERT-SYS**

O VERT-SYS é um conjunto composto por instrumentos utilizados para auxiliar no procedimento cirúrgico minimamente invasivo, denominado vertebroplastia. Esta técnica envolve a injeção de cimento ósseo numa vértebra fraturada, sob sedação leve ou anestesia geral. O cimento endurece no interior do foco de fratura da vértebra, dando origem a um molde interno.



APRESENTAÇÃO

- *Cuba para mistura*
- *Espátula para mistura*
- *Extensor 20 cm - Luer Lock M-F*
- *Bico de Sucção*
- *Pistola aplicadora de cimento*
- *Conjunto Punção e Cânula*

Ø 2,4 x 100mm
Ø 2,4 x 150mm
Ø 3,0 x 100mm
Ø 3,0 x 150mm
Ø 3,0 x 200mm

INDICAÇÕES

**VERTEBROPLASTIA
MINIMAMENTE INVASIVA**

VANTAGENS

Totalmente Estéril

Totalmente Descartável


Produto de Uso Único

Melhor Custo x Benefício

Maior Segurança contra Contaminação

Fácil manipulação dos instrumentos

Técnica cirúrgica segura




INSTRUÇÕES DE USO



STERILE EO

Registro ANVISA 80693389001



Consulte nossa linha **COMPLETA** de produtos

CIMENTO CIRÚRGICO PARA VERTEBROPLASTIA **VERT-MAXX®**



Registro ANVISA 80693380002